

# Elektrický odpuzovač klíšťat Arpalit DOG pro psy a kočky 1ks

» PSI » Péče a hygiena » Kosmetika



Kód produktu

60119

Výrobce

[HENRYSCHEIN](#)

EAN

8594013703055

Elektrorepelent odpuzovač klíšťat je vhodný pro psy všech velikostí a každého věku.

Dostupnost:

skladem do 2 dnů

# Elektrický odpuzovač klíšťat Arpalit DOG pro psy a kočky 1ks

» PSI » Péče a hygiena » Kosmetika

## Popis

Veterinární technický prostředek Arpalit Dog elektronický repelent je vhodný pro psy všech velikostí a každého věku. Používá se i pro starší a slabá zvířata náchylná k nemocem, v době laktace, pro štěňata/koťata i pro zvířata pobývajících v domácnosti. Elektronický repelent obsahuje mikročip, který vydává ultrazvukové impulzy o frekvenci 40 kHz neslyšitelné pro člověka a zvíře. Krátké ultrazvukové impulzy ruší a odpuzují parazity v okruhu 3 m od zvířete a tím brání jeho napadení. Indikace: - Veterinární technický prostředek elektronický repelent Arpalit® Dog je vhodný pro psy všech velikostí a každého věku. Používá se i pro starší a slabá zvířata náchylná k nemocem, pro štěňata, v době laktace i pro zvířata pobývajících v domácnosti. - Veterinární technický prostředek elektronický repelent Arpalit® Dog se připevňuje na obojek otvorem směrem k tělu zvířete. Elektronický repelent obsahuje mikročip, který vydává ultrazvukové impulzy o frekvenci 40 kHz neslyšitelné pro člověka a zvíře. Krátké ultrazvukové impulzy ruší a odpuzují parazity v okruhu 3 metrů od zvířete a tím brání napadení. - Účinnost elektronického repelentu Arpalit® Dog neklesá ve vlhku a dešti, ale před koupáním zvířete se musí odložit. - Elektronický repelent Arpalit® Dog se doporučuje používat především v období nejvyššího výskytu parazitů (březen - říjen). - Po nasazení elektronického repelentu na obojek zvířete se sníží výskyt parazitů v závislosti na počátečním zamoření zvířete. K výraznému snížení výskytu parazitů dochází po 7 dnech od nasazení elektronického repelentu. - U zvířat s významným výskytem parazitů se doporučuje, zejména v počáteční fázi vysokého zamoření parazity, zkombinovat elektronický repelent Arpalit® Dog s antiparazitárními přípravky (Arpalit Neo® sprej, mechanický rozprašovač, pěna). Po 35 dnech od nasazení se, obvykle, na těle zvířete parazité nevyskytují. Tento stav setrvává po dobu účinnosti elektronického repelentu 10 měsíců od první aktivace. - Elektronický repelent Arpalit® Dog je neškodný pro lidi i zvířata, není toxický, je bez zápachu. Způsob použití: Vyjměte přístroj z obalu a odstraňte červenou pojistku. Po 10-ti násobném zablikání LED světla se zařízení aktivuje. Po aktivaci elektronického repelentu je odhadovaná životnost baterie 1 rok. Elektronický repelent Arpalit® Dog upevněte přívěšek na obojek zvířete. Otvor s mřížkou, odkud jsou ultrazvukové vlny vydávány, musí směřovat k tělu zvířete. Pro kontrolu funkce elektronického repelentu stiskněte tlačítko, rozsvícení LED žárovky signalizuje, že je zařízení funkční. Elektronický repelent Arpalit® Dog elektronický repelent napájí litiová baterie, kterou nelze vyměnit.